

Las diversas interfaces\*



		CADAbut Full		CADAbut Duo				CADBase Nivel Implantes		CADBase Nivel Abutment			
Diámetro	Código de colores	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Aleaciones	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT puente unido a Titanio sin base hexagonal	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
<b>BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line (con Platform Switch)</b>													
RS/R SX 3,0	■												
SC/SCX 3,25	■												
SC/SCX/RS/R SX/RI 3,25; 3,75	■												
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,1	■	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,5	■												
SC/SCX/RS/R SX/RI 5,5	■												
<b>BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (sin Platform Switch)</b>													
S 3,25	■												
S/RI 3,75	■												
S/RI 4,1	■	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
S/RI 4,5	■												
S/RI 5,5	■												
<b>BEGO Implant Systems – Semados® Mini (sólo para barras)</b>													
2,7; 2,9; 3,1	■									√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
<b>BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus</b>													
3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 nivel del pilar												√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
<b>Biocomp (Range 10.1) Implant Level/Abutment Level</b>													
3,4; 4,0										√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
4,6; 5,2													
<b>BIOMET 3i (Range 4.1) Osseotite Certain/NanoTite Certain</b>													
3,25; 3/4/3; 4/3	■												
4,0; 4/5/4; 5/4	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
5,0; 5/6/5; 6/5	■												
6,0; 5/6	■												
<b>BIOMET 3i (Range 4.2) Osseotite/NanoTite</b>													
3,25	■												
3,75; 4,0; 3/4	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
5,0; 4/5	■												
<b>Bredent medical (Range 15.1) Sky</b>													
3,5		√ <sup>1) 2)</sup>											
4,0; 4,5; 5,5													

<sup>1)</sup> 3Shape <sup>2)</sup> exocad

\* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems.

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.

# BEGO TABLA SINÓPTICA DE INTERFASES

## Las diversas interfaces\*



CADAbut Full

CADAbut Duo

CADBase Nivel  
Implantes

CADBase Nivel  
Abutment

Diámetro	Código de colores	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Aleaciones	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT puente unido a Titanio sin base hexagonal	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+

### CAMLOG (Range 8.1) CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE

3,3	■												
3,8	■												
4,3	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
5,0	■												
6,0	■												

### CAMLOG (Range 8.2) CONELOG SCREW-LINE

3,3	■												
3,8	■												
4,3	■				√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>					
5,0	■												

### CAMLOG (Range 8.3) iSy

3,8; 4,4; 5,0					√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>						
---------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

### Dentaurum (Range 14.1) tioLogic

3,3													
3,7; 4,2		√ <sup>1) 2)</sup>											
4,8; 5,5													

### DENTSPLY Implants (Range 2.1) FRIALIT/XiVE

3,4	■												
3,8	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
4,5	■												
5,5	■												

### DENTSPLY Implants (Range 2.2) Ankylos

3,5; 4,5; 5,5; 7,0					√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>					√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
--------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------

### DENTSPLY Implants (Range 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
4,5; 5,0	■												

<sup>1)</sup> 3Shape <sup>2)</sup> exocad

\* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems.

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.

# BEGO TABLA SINÓPTICA DE INTERFASES

## Las diversas interfaces\*



CADAbut Full

CADAbut Duo

CADBase Nivel  
Implantes

CADBase Nivel  
Abutment

Diámetro	Código de colores	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Aleaciones	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT puente unido a Titanio sin base hexagonal	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+

### DENTSPLY Implants (Range 5.2) ASTRA TECH OsseoSpeed EV

3,0	■												
3,6	■												
4,2	■	√ <sup>1) 2)</sup>										√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
4,8	■												
5,4	■												

### Dyna Dental (Range 9.1) Dyna Helix

3,2; 3,6; 4,2; 5,0	■ ■ ■ ■									√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
--------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--

### Neoss (Range 11.1) ProActive

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	■	√ <sup>1) 2)</sup>								√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
-------------------------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--

### Nobel Biocare (Range 3.1) NobelActive

3,5	■												
4,3; 5,0	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		

### Nobel Biocare (Range 3.2) NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace

3,5	■												
4,0; 4,3	■												
5,0	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
6,0	■												

### Nobel Biocare (Range 3.3) Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy

3,3	■												
3,75; 4,0	■	√ <sup>1) 2)</sup>			√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>		
5,0	■												

### Nobel Biocare (Range 3.4) Multi-unit Abutment

Nobel Active, Abutment Niveau													
Nobel Replace, Abutment Niveau													
Brånemark System, Abutment Niveau													
ASTRA TECH OsseoSpeed, Abutment Niveau												√ <sup>1) 2)</sup>	√ <sup>1) 2)</sup>
Straumann synOcta, Abutment Niveau													
Straumann BoneLevel, Abutment Niveau													

<sup>1)</sup> 3Shape <sup>2)</sup> exocad

\* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems.

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.

# BEGO TABLA SINÓPTICA DE INTERFASES

## Las diversas interfaces\*



		CADAbut Full		CADAbut Duo				CADBase Nivel Implantes		CADBase Nivel Abutment	
Diámetro	Código de colores	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Aleaciones	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT puente unido a Titanio sin base hexagonal	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	
<b>Phibo (Range 7.1) TSH</b>											
S2 3,3	■										
S3 3,6; S4 4,2	■ ■	√ <sup>(1) (2)</sup>						√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>		
S5 4,8	■										
<b>Straumann (Range 1.1) synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect</b>											
3,3; 4,1; 4,8	■ ■	√ <sup>(1) (2)</sup>		√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>		√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	
4,8	■										
<b>Straumann (Range 1.2) Straumann BoneLevel</b>											
3,3	■	√ <sup>(1) (2)</sup>		√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>		√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	
4,1; 4,8	■										
<b>Straumann (Range 1.3) Straumann Narrow Neck CrossFit</b>											
3,5	■	√ <sup>(1) (2)</sup>		√ <sup>(1)</sup>	√ <sup>(1)</sup>	√ <sup>(1)</sup>					
<b>Zimmer Dental (Range 6.1) Tapered Screw-Vent</b>											
3,7; 4,1	■										
4,7	■	√ <sup>(1) (2)</sup>		√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>		√ <sup>(1) (2)</sup>	√ <sup>(1) (2)</sup>	
6,0	■										

### BEGO Iberia, S.L.U.

Frederic Mompou, 4 Esc. A 5º 2ª · 08960 Sant Just Desvern · Barcelona, Spain  
Telephone +34 933 712868 · E-mail: [begoiberia.medical@bego.com](mailto:begoiberia.medical@bego.com)

Siempre vigila todas las noticias de BEGO?

Regístrese aquí directamente con el boletín: [www.bego.com/newsletter](http://www.bego.com/newsletter)

