

BEGO tabla sinóptica de interfaces

Válido desde: mayo 2019

Tabla sinóptica de interfaces*

Si no se indica lo contrario, las restauraciones mencionadas para los correspondientes sistemas de implantes están disponibles para usuarios de exocad y 3Shape.

¹⁾ No está disponible para exocad.

²⁾ Pilar de dos piezas en bases adhesivas originales del fabricante. Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

³⁾ A diferencia de la base de titanio de nt-trading, la base adhesiva original sí se suministra.

⁴⁾ Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

Diámetro del implante	Plataforma	Código de color	CADAbut Full	CADAbut Duo con protección antirrotación	CADAbut Duo sin protección antirrotación	CADBase Nivel de implante	CADBase Nivel de pilar
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Aleaciones Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (sin Platform Switch)

S 3,25	3,25	■					
S/RI 3,75	3,75	■					
S/RI 4,1	4,1	■	√		√	√	√
S/RI 4,5	4,5	■					
S/RI 5,5	5,5	■					

Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini (sólo para barras)

2,7; 2,9; 3,1	3,5	■				√	
---------------	-----	---	--	--	--	---	--

Serie 0.4 BEGO Implant Systems – Semados® Multi^{Plus}

3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5	Abutment Niveau						√
---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	---

Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line (con Platform Switch)

RS/R SX 3,0	3,0	■					
SC/SCX 3,25	3,25	■					
SC/SCX/RS/R SX/RI 3,75	3,75	■	√		√	√	√
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,1	4,1	■				√	√
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,5	4,5	■					
SC/SCX/RS/R SX/RI 5,5	5,5	■					

Serie 1.1 compatibles con Straumann synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect (Variobase Abutment)

3,3; 4,1; 4,8	RN 4,8	■ ■	√		√ ²⁾		√
6,5	WN 6,5	■					√

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems (Semados®).

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.

Tabla sinóptica de interfaces*

Si no se indica lo contrario, las restauraciones mencionadas para los correspondientes sistemas de implantes están disponibles para usuarios de exocad y 3Shape.

¹⁾ No está disponible para exocad.

²⁾ Pilar de dos piezas en bases adhesivas originales del fabricante. Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

³⁾ A diferencia de la base de titanio de nt-trading, la base adhesiva original sí se suministra.

⁴⁾ Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

Diámetro del implante	Plataforma	Código de color	CADAbut Full	CADAbut Duo con protección antirrotación	CADAbut Duo sin protección antirrotación	CADBase Nivel de implante	CADBase Nivel de pilar
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Aleaciones Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 1.2 compatibles con Straumann BoneLevel

3,3	NC	■	✓		✓ ²⁾	✓	
4,1; 4,8	RC	■					

Serie 1.3 compatibles con Straumann Narrow Neck CrossFit

3,5	NNC	■	✓		✓ ^{1) 2)}		
-----	-----	---	---	--	--------------------	--	--

Serie 2.1 compatibles con DENTSPLY Implants FRIALIT/XiVE

3,4	3,4	■					
3,8	3,8	■	✓		✓		
4,5	4,5	■				✓	
5,5	5,5	■					

Serie 2.2 compatibles con DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface)

3,5; 4,5; 5,5; 7,0	4,1				✓ ^{1) 2)}		✓
--------------------	-----	--	--	--	--------------------	--	---

Serie 3.1 compatibles con Nobel Biocare NobelActive

3,5	NP	■	✓		✓	✓	
4,3; 5,0	RP	■					

Serie 3.2 compatibles con Nobel Biocare NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace

3,5	NP	■					
4,0; 4,3	RP	■	✓		✓		
5,0	WP	■				✓	
6,0	6,0	■					

Serie 3.3 compatibles con Nobel Biocare Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy

3,3	NP	■					
3,75; 4,0	RP	■	✓		✓		✓
5,0	WP	■					

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems (Semados®).

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.

Tabla sinóptica de interfaces*

Si no se indica lo contrario, las restauraciones mencionadas para los correspondientes sistemas de implantes están disponibles para usuarios de exocad y 3Shape.

¹⁾ No está disponible para exocad.

²⁾ Pilar de dos piezas en bases adhesivas originales del fabricante. Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

³⁾ A diferencia de la base de titanio de nt-trading, la base adhesiva original si se suministra.

⁴⁾ Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

Diámetro del implante	Plataforma	Código de color	CADAbut Full	CADAbut Duo con protección antirrotación	CADAbut Duo sin protección antirrotación	CADBase Nivel de implante	CADBase Nivel de pilar
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Aleaciones Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 3.4 compatibles con Nobel Biocare Multi-unit Abutment

Nobel Active	Nivel de pilar						
Nobel Replace							
Brånemark System							✓
Astra Tech OsseoSpeed							
Straumann synOcta							
Straumann BoneLevel							

Serie 4.1 compatibles con BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain

3,25; 3/4/3; 4/3	3,4	■					
4,0; 4/5/4; 5/4	4,1	■	✓		✓		
5,0; 5/6/5; 6/5	5,0	■				✓	
6,0; 5/6	6,0	■					

Serie 4.2 compatibles con BIOMET 3i Osseotite/NanoTite

3,25	3,4	■					
3,75; 4,0; 3/4	4,1	■	✓		✓ ¹⁾		✓
5,0; 4/5	5,0	■					

Serie 5.1 compatibles con DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0	3,5/4,0	■					
4,5; 5,0	4,5/5,0	■	✓		✓		✓

Serie 5.2 compatibles con DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV

3,0	3,0	■					
3,6	3,6	■					
4,2	4,2	■	✓		✓	✓	✓
4,8	4,8	■					
5,4	5,4	■					

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems (Semados®).

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.

Tabla sinóptica de interfaces*

Si no se indica lo contrario, las restauraciones mencionadas para los correspondientes sistemas de implantes están disponibles para usuarios de exocad y 3Shape.

¹⁾ No está disponible para exocad.

²⁾ Pilar de dos piezas en bases adhesivas originales del fabricante. Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

³⁾ A diferencia de la base de titanio de nt-trading, la base adhesiva original si se suministra.

⁴⁾ Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

Diámetro del implante	Plataforma	Código de color	CADAbut Full	CADAbut Duo con protección antirrotación	CADAbut Duo sin protección antirrotación	CADBase Nivel de implante	CADBase Nivel de pilar
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Aleaciones Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 6.1 compatibles con Zimmer Dental Tapered Screw-Vent

3,7; 4,1	3,5						
4,7	4,5		✓		✓	✓	
6,0	5,7						

Serie 7.1 compatibles con Phibo TSH

S2 3,3	3,3						
S3 3,6; S4 4,2	4,0		✓			✓	
S5 4,8	5,0						

Serie 8.1 compatibles con CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE

3,3	3,3						
3,8	3,8						
4,3	4,3		✓		✓ ³⁾	✓	✓
5,0	5,0						
6,0	6,0						

Serie 8.2 compatibles con CAMLOG CONELOG SCREW-LINE

3,3	3,3						
3,8	3,8						
4,3	4,3				✓ ³⁾	✓	
5,0	5,0						

Serie 8.3 compatibles con CAMLOG iSy (iSy Hybrid Abutment)

3,8; 4,4; 5,0	4,5/5,2				✓ ^{1) 2)}		
---------------	---------	--	--	--	--------------------	--	--

Serie 9.1 compatibles con Dyna Dental Dyna Helix

3,2; 3,6; 4,2; 5,0	3,6/4,0					✓	
--------------------	---------	--	--	--	--	---	--

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems (Semados®).

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.

Tabla sinóptica de interfaces*

Si no se indica lo contrario, las restauraciones mencionadas para los correspondientes sistemas de implantes están disponibles para usuarios de exocad y 3Shape.

¹⁾ No está disponible para exocad.

²⁾ Pilar de dos piezas en bases adhesivas originales del fabricante. Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

³⁾ A diferencia de la base de titanio de nt-trading, la base adhesiva original si se suministra.

⁴⁾ Los componentes necesarios deben adquirirse del fabricante correspondiente.

Diámetro del implante	Plataforma	Código de color	CADAbut Full	CADAbut Duo con protección antirrotación				CADAbut Duo sin protección antirrotación	CADBase Nivel de implante	CADBase Nivel de pilar
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Aleaciones Wirobond® C+			BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	
Serie 10.1 compatibles con BioComp Implant Level/Abutment Level										
3,4; 4,0	4,0								✓	✓
4,6; 5,2	5,2								✓	✓
Serie 11.1 compatibles con Neoss ProActive										
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	4,0	■	✓		✓		✓		✓	
Serie 13.1 compatibles con BioHorizons Internal										
3,0	3,0	■								
3,5	3,5	■			✓					
4,5	4,5	■					✓			
5,7	5,7	■								
Serie 14.1 compatibles con Dentaureum tioLogic										
3,3	3,4	■								
3,7; 4,2	3,7	■	✓							
4,8; 5,5	4,5	■								
Serie 15.1 compatibles con Bredent medical Sky										
3,5	3,5	■	✓							
4,0; 4,5; 5,5	4,0	■	✓		✓		✓			
Serie 16.1 compatibles con Medentis ICX-Active-Master										
3,75; 4,1; 4,8	4,0	■	✓		✓		✓		✓	
Serie 17.1 compatibles con Global D In-Kone										
4,3	4,3									✓ ⁴⁾
Serie 17.2 compatibles con Global D EVL										
3,3; 4,0; 5,0	3,3/4,0/ 5,0	■								✓ ⁴⁾

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems (Semados®).

Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas y/o envases representados pueden no coincidir con las características reales.